

DETTAGLIO TECNICO - LOTTO 2					
ditta offerente:					
	CIG				
	Lotto 2a - Lotto 2b - Lotto 2c				
Lotto	Sub Lotto	Tipologia articolo - descrizione prodotto	Prodotto offerto - nome commerciale	cod. prodotto	Fabbisogno triennale
	2a	BALSAMO DEL PERÙ			150
		BENZISOTIAZOLINONE, SALE SODICO			150
		BUDESONIDE			150
		CAINA MIX			150
		COBALTO (II) CLORURO ESAIDRATO			150
		COCAMIDOPROPILBETAINA			150
		COLOFONIA			150
		COMPOSITAE MIX II			150
		DIMETILAMINOPROPILAMINA (DMAPA)			150
		DISPERSI MIX			150
		FENILISOPROPIL p-FENILENDIAMINA (IPPD)			150
		FORMALDEIDE			150
		IDROSSIETIL METACRILATO (HEMA)			150
		LANOLINA ALCOLI			150
		LYRAL			150
		MERCAPTOBENZOTIAZOLO			150
		MERCAPTO MIX			150
		METILCLOROISOTIAZOLINONE/ METILISOTIAZOLINONE; KATHON CG;			150
		METILISOTIAZOLINONE (MIT)			150
		NEOMICINA SOLFATO			150
		NICHEL SOLFATO ESAIDRATO			150
		PARABENI MIX			150
		p-FENILENDIAMINA (PPD)			150
		POTASSIO BICROMATO			150
		PROFUMI MIX I + SORBITAN SESQUIOLEATO			150
		PROFUMI MIX II			150

2		RESINA EPOSSIDICA			150
		RESINA p-TER-BUTILFENOLFORMALDEIDICA			150
		SODIO METABISOLFITO			150
		SORBITAN SESQUIOLEATO			150
		TIURAM MIX			150
		TIXOCORTOLO 21-PIVALATO			150
		VASELINA			150
	2b	BALSAMO DEL PERÙ			150
		COBALTO (II) CLORURO ESAIDRATO			150
		COCAMIDOPROPILBETAINA			150
		COLOFONIA			150
		COMPOSITAE MIX II			150
		DIMETILAMINOPROPILAMINA (DMAPA)			150
		DISPERSI MIX			150
		FORMALDEIDE			150
		LANOLINA ALCOLI			150
		MERCAPTO MIX			150
		METILCLOROISOTIAZOLINONE/ METILISOTIAZOLINONE; KATHON CG			150
		METILISOTIAZOLINONE (MIT)			150
		NEOMICINA SOLFATO			150
		NICHEL SOLFATO ESAIDRATO			150
		p-FENILENDIAMINA (PPD)			150
		POTASSIO BICROMATO			150
		PROFUMI MIX I + SORBITAN SESQUIOLEATO			150
		PROFUMI MIX II			150
		RESINA p-TER-BUTILFENOLFORMALDEIDICA			150
		SORBITAN SESQUIOLEATO			150
		TIURAM MIX			150
		VASELINA			150
	2c	Cerotto di tipo medicale ipoallergenico, sul quale è possibile scrivere, con n°. 10 dischetti per striscia. Completati di dischetti di carta da filtro da fissare nelle singole celle senza alcun collante e da utilizzare per apteni in soluzione liquida			1800

N.B. Per le caratteristiche minime ed i punteggi di qualità si rinvia al Capitolato Tecnico