

MONITOR CARRELLATI

		FR MEDICAL	ELMED	DRAEGER	ARPAIA	MEDITECH
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90	1,00	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	13,50	13,50	15,00	13,50	13,50
CRITERIO 2	Punti massimi attribuibili	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,70	1,00	0,70	0,00
Display: -Dimensione display (D=dimensione; P=punteggio) D<=8 pollici - P=0; D>8 pollici - P=2; -N. tracce/forme d'onda visualizzabili (N=numero tracce; P=punteggio) N<=8 tracce - P=0; 8<N<= 10 tracce - P=5; N>10 - P=10;		Punti qualità attribuiti Commissario 1 12,00 8,40 12,00 8,40 0,00				
CRITERIO 3	Punti massimi attribuibili	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
CRITERIO 4	Punti massimi attribuibili	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
CRITERIO 5	Punti massimi attribuibili	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	0,50	1,00	0,00	1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	4,00	2,00	4,00	0,00	4,00
CRITERIO 6	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,90	0,90	1,00	0,90	0,90
	Punti qualità attribuiti Commissario 1	9,00	9,00	10,00	9,00	9,00
CRITERIO 7	Punti massimi attribuibili	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
	Giudizio Commissario 1	0,50	0,50	1,00	0,00	0,50

10,50

P=punteggio) T<= 200min ☐ P=0; 200<T<=300 ☐ P=3; T>300 ☐ P=6	Punti qualità attribuiti commissario1	3,00	3,00	6,00	0,00	3,00
CRITERIO 8 Caratteristiche kit di misurazione pluriso e monouso	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Punti massimi attribuibili	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
CRITERIO 9 Caratteristiche migliorative dell'offerta	Giudizio Commissario 1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	Punti qualità attribuiti commissario1	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
						5,00

MONITOR CARRELLATI

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	FR MEDICAL	ELMED	DRAEGER	ARPAIA	MEDITECH
Punti qualità attribuiti Comm.1	74,50	68,90	80,00	63,90	62,50
Punteggio massimo attribuito	80,00				
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	FR MEDICAL	ELMED	DRAEGER	ARPAIA	MEDITECH
Coefficiente di riparametrizzazione	0,93	0,86	1,00	0,80	0,78
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	FR MEDICAL	ELMED	DRAEGER	ARPAIA	MEDITECH
Punti qualità riparametrizzati	74,50	68,90	80,00	63,90	62,50

MONITOR CARRELLATI	



