

Descrizione

1) Nel foglio "Giudizi" i commissari svolgono le seguenti azioni:

- a) inseriscono il valore numerico al criterio (come da capitolato)
- b) esprimono il loro giudizio attribuendo uno dei seguenti valori: 0 - 0,1 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,6 - 0,7 - 0,8 - 0,9 - 1 nelle celle corrispondenti alle righe Giudizio Commissario 1,2 o 3.

2) Nel foglio "Riparametrizzazione" vi sono tre tabelle:

ciascun commissario (viene effettuata la somma di tutti i giudizi di qualità espressi nel foglio "Giudizi") e viene poi indicato il valore medio espresso dai 3 commissari. Viene infine calcolato il valore massimo nella tabella "TABELLA DEGLI INDICI DI RIPARAMETRIZZAZIONE" viene calcolato l'indice di riparametrizzazione per ogni ditta (viene diviso il punteggio di qualità medio con il valore massimo individuato).

Nella tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" viene calcolato il punteggio finale di qualità riparametrizzato (per ogni ditta viene moltiplicato il punteggio di qualità medio attribuito dai tre

3) Nel foglio "Risultati di qualità" sono riportati i risultati finali ottenuti a seguito della riparametrizzazione (coincidono con la tabella "Risultati di qualità riparametrizzati" del Foglio "Riparametrizzazione")

		MD SRL	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
ornitura triennale in amministrazione, con posa in opera, comprensiva di garanzia e assistenza tecnica full risk, di flussimetri ossigeno, flussometri aria compressa e regolatori di vuoto per le esigenze dei PP.OO. Santobono e Ausilipon			
CRITERIO 1 Flussimetri	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
modalità di selezione del flusso tramite manopola (chiarezza scala, possibilità di blocco posizione, etc)	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
CRITERIO 2 Flussimetri	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
accuratezza	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
CRITERIO 3 Flussimetri	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
materiale utilizzati resistenti all'usura ed urti	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
CRITERIO 4 Umidificatore	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
umidità in db ridotta	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
CRITERIO 5 Umidificatore	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
pressione massima di esercizio in bar	Punti qualità attribuiti Commissario 1	0,00	7,00
CRITERIO 6 Umidificatore	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
materiale utilizzati resistenti all'usura ed urti	Punti qualità attribuiti commissariol	0,00	7,00
CRITERIO 7 Regolatore vuoto	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00

Modalità di selezione della aspirazione tramite manopola (chiarezza scala, possibilità di blocco posizione, etc)	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
	Punti qualità attribuiti commissariol	0,00	7,00
CRITERIO 8 <u>Regolatore vuoto</u>	Punti massimi attribuibili	10,00	10,00
	Giudizio Commissario 1	0,00	0,70
materiale utilizzati resistenti all'usura ed urti	Punti qualità attribuiti commissariol	0,00	7,00

22

0

Fornitura triennale in somministrazione, con posa in opera, comprensiva di garanzia e assistenza tecnica full risk, di flussimetri ossigeno, flussometri aria compressa e regolatori di vuoto per le esigenze dei PP. CO. Santobono e Pausilipon

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	MD SRL	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Punti qualità attribuiti Comm.1	0,00	56,00
Punteggio massimo attribuito	56,00	
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	MD SRL	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Coefficiente di riparametrizzazione	0,00	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	MD SRL	AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA
Punti qualità riparametrizzati	0,00	80,00

