

SET MICRO STRUMENTARIO IN TITANIO

		TECSUD	
CRITERIO 1	Punti massimi attribuibili		20,00
	Giudizio Commissario 1		1,00
Qualità dei materiali utilizzati in termini di adattabilità resistenza all'usura, alla corrosione ed all'utilizzo chirurgico	Punti qualità attribuiti Commissario 1		20,00
	CRITERIO 2		
	Punti massimi attribuibili		20,00
	Giudizio Commissario 1		1,00
Corrispondenza delle misure dei prodotti offerti rispetto alla richiesta	Punti qualità attribuiti Commissario 1		20,00
	CRITERIO 3		
	Punti massimi attribuibili		15,00
Maneggevolezza/Leggerezza	Giudizio Commissario 1		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		15,00
	CRITERIO 4		
Finiture dei Morsi e delle Punte	Punti massimi attribuibili		15,00
	Giudizio Commissario 1		1,00
	Punti qualità attribuiti Commissario 1		15,00


 A.O.R.N. SAN TOBONDO PAUSILIPON
 CAMERA OPERATORIA
 NEUROCHIRURGIA
 Dr. CINALLI

SET MICRO STRUMENTARIO IN TITANIO

TABELLA PUNTI ATTRIBUITI	TECSUD
Punti qualità attribuiti Comm.1	70,00
Punteggio massimo attribuito	70,00
TABELLA COEFFICIENTI DI RIPARAMETRIZZAZIONE	TECSUD
Coefficiente di riparametrizzazione	1,00
RISULTATI DI QUALITA' RIPARAMETRIZZATI	TECSUD
Punti qualità riparametrizzati	70,00


A.O.R.N. SANTOBONO PAUSILIPON
CAMERA OPERATORIA
NEUROCHIRURGIA
DR. CINALLI

